

HYDROCLEAN 10X17CM STERIL

HYDROCLEAN Kompressen 10x17 cm steril

PZN: 13649386

Inhalt: 10 St

Hersteller: Paul Hartmann AG

Zweckbestimmung

Hydroaktive Wundauflage, die die Wunde abdeckt und Wundexsudat aufnimmt. Die enthaltene Ringerlösung sorgt für ein feuchtes Wundmilieu und unterstützt das autolytische Débridement. Beläge, Nekrosen und darin enthaltene Bakterien und Proteasen werden im Superabsorber-Kern aufgenommen und sicher gebunden

Zusammensetzung

Polypropylen, Cellulose, Polyacrylat-Superabsorber (SAP), Silikon, sterile Ringerlösung