

URGOTUEL SILVER 10X12CM

URGOTÜL Silver 10x12 cm Wundgaze

PZN: 04667356

Inhalt: 10 St

Hersteller: Urgo GmbH

Zweckbestimmung

UrgoTül Ag/Silver ist für die lokale Behandlung von Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion geeignet: chronische Wunden (Unterschenkelgeschwüre, Druckgeschwüre) und akute Wunden (Verbrennungen zweiten Grades, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, chirurgische Wunden, etc).

Zusammensetzung

UrgoTül Silver basiert auf der TLC-Ag-Wundheilungsmatrix (Ag=Silbersalz) aus einem Polyestergitter getränkt mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose), Vaseline, Kohäsionspolymeren und Silbersalz.