

URGOTUEL 20X30CM

URGOTÜL 20x30 cm Wundgaze

PZN: 09608973

Inhalt: 5 St

Hersteller: Urgo GmbH

Zweckbestimmung

UrgoTül dient der Behandlung: akuter Wunden (Verbrennungen, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden), chronischen Wunden (Druckgeschwüre, Unterschenkelgeschwüre, diabetischer Fußgeschwüre) in der Granulations-und Epithelisierungsphase Wunden als Folge der Erbkrankheit Epidermolysis bullosa.

Zusammensetzung

Polyesterfasern, getränkt mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose), Paraffin, Vaseline und Polymeren