

URGOTUEL FOAM BORDER 10X10

URGOTÜL Foam Border 10x10 cm Verband

PZN: 10203129

Inhalt: 10 St

Hersteller: Urgo GmbH

Zweckbestimmung

UrgoTül Foam Border dient der Behandlung exsudierender akuter Wunden (wie Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden) und chronischer Wunden (wie arterielle und venöse Ulcera, Dekubitus, diabetische Fußulcera).

Zusammensetzung

Der Wundverband besteht aus: - einer mikroadhäsiven TLC-Matrix in Kombination mit einer saugfähigen - Polyurethan-Schaumstoffkompressen und einem superabsorbierendem Vlies sowie - einem dampfdurchlässigen jedoch wasserundurchlässigen äußeren Träger mit Silikonhafterand