

URGOK2 K SYST 12CM KU25-32

URGOK2 Kompr.Syst.12cm Knöchelumf.25-32cm

PZN: 05381886

Inhalt: 6 St

Hersteller: Urgo GmbH

Zweckbestimmung

Behandlung von venösen Unterschenkelulzera und/oder Ödemen der unteren Extremitäten bei Erwachsenen, wenn ein starker Kompressionsdruck empfohlen wird.

Zusammensetzung

1. Lage: Viskose, Polyester, Polyamid, Elastan. 2. Lage: Acryl, Polyamid, Elastan, das kohäsive Material enthält Naturkautschuklatex