

CELLONA RANDPOLSTER 8CMX5M

CELLONA Randpolster 8 cmx5 m

PZN: 03674236

Inhalt: 1 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Das CELLONA® Randpolster ist zur Randpolsterung von Gips- und Kunststoffverbänden bestimmt.

Zusammensetzung

Das CELLONA® Randpolster besteht aus folgenden Materialien: Polyester Polypropylen Viskose
Lösemittelacrylatklebstoff silikonisiertes Papier