

TG SCHLAUCHVERB WEI 12 20M

TG Schlauchverband Gr.12 20 m weiß

PZN: 01309343

Inhalt: 1 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Der tg® Schlauchverband ist zur Fixierung von Wundauflagen und als Hautschutz unter Steifverbänden bestimmt.

Zusammensetzung

Der tg® Schlauchverband setzt sich wie folgt zusammen: Mischgarn aus: 67 % Baumwolle 33 % Viskose Das Garn ist paraffiniert.