

NOBAFROTT 5MX10CM POLST SC

NOBAFROTT Frotteeschlauch 10 cmx5 m

PZN: 07094352

Inhalt: 1 St

Hersteller: NOBAMED Paul Danz AG

Zweckbestimmung

Der ungebleichte, elastische Frotteeschlauch hat im rückwärtigen Bereich Elastomerväden eingearbeitet, um eine optimale Elastizität zu erreichen. Aufgrund der Naturfasern ist er für Patienten geeignet, die zu Allergien neigen. Als Unterzug unter Gips- oder Kunststoffverbänden bietet er einen hohen Tragekomfort. Der Gips- oder Kunststoffverband kann ohne zusätzliches Polstermaterial direkt über dem Frotteeschlauch angelegt werden.

Zusammensetzung

Baumwolle, Elasthan