

CURAPOR WUNDVERB ST 5X7CM

CURAPOR Wundverband steril chirurgisch 5x7 cm

PZN: 10757170

Inhalt: 50 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

CURAPOR® Chirurgischer Wundverband ist zur Versorgung von postoperativen akuten und oberflächlichen Wunden sowie Schnitt- und Risswunden.

Zusammensetzung

CURAPOR® Chirurgischer Wundverband besteht aus: Vliesstoff: Polyester weiß Klebstoff: Polyacrylatklebstoff Wundkissen: Viskose Polypropylen und Polyethylen Wundkontaktschicht: Polyethylen Abdeckung: Silikonpapier weiß