

CURAPOR TRAN WUNDV ST10X20

CURAPOR Wundverband steril transparent 10x20 cm

PZN: 02914170

Inhalt: 25 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

CURAPOR® transparent ist zur sterilen Versorgung von postoperativen Wunden Unfallverletzungen sowie kleinen Schnitt- und Schürfwunden bestimmt.

Zusammensetzung

CURAPOR® transparent besteht aus: Folie kleberbeschichtet: Polyurethanfolie mit Polyacrylatklebstoff beschichtet Wundkissen: Saugschicht aus Viskose / Polyester und einer nichtwundverklebenden Schicht aus Polyester / Polyethylen Stützfolie: Polyester beidseitig Polyethylen beschichtet einseitigsilikonisiert Abdeckpapier: Silikonpapier Transparenter Klebestreifen: Polyesterfolie und Polyacrylatkleber Die klebende Seite ist mit zwei weißen mittig überlappenden Silikonpapieren abgedeckt. Die Stützfolie und die beiden Abdeckpapiere sind an beiden Längsseiten mit einem transparenten Klebestreifen aus Polyesterfolie/Polyacrylatkleber verklebt.