

HISTOFREEZER MEDIUM 5MM

HISTOFREEZER medium 5 mm

PZN: 18741079

Inhalt: 2X80 ml

Hersteller: BSN medical GmbH

Zweckbestimmung

Histofreezer® ist das bewährte kryochirurgische System für die unkomplizierte, unblutige und schmerzarme Entfernung von Warzen und anderen gutartigen Hautläsionen bei einer minimalen Gefahr von Narbenbildung. Dank seiner kompakten Größe und einfachen Handhabung eignet sich das Therapeutikum besonders für Dermatologen und Chirurgen, aber auch für Allgemeinmediziner und Kinderärzte.

Zusammensetzung

1. Aerosol. Gefüllt mit flüssigem Gas, das sich aus Dimethylether, Propan und Isobutan zusammensetzt. Dieses Gasmisch ist unschädlich für die Ozonschicht. 2. Applikatoren. Die Packung enthält 52 mittelgroße Applikatoren (5 mm).