


TECHNISCHES DATENBLATT



BETTSCHUTZUNTERLAGEN

SENI SOFT BASIC



I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Bettschutzunterlagen sind besonders gut geeignet als zusätzlicher Bett-, Bettwäsche- und Rollstuhlschutz bei offenem Inkontinenzmanagement, bei der Dekubitustherapie (Luftstrommatratze, Wechseldruckmatratze) und bei Hautallergien. Die Unterseite der Bettschutzunterlagen besteht aus weißer, rutschfester Folie. Das Saugkissen besteht aus Zellstoffflocken. Die besonders weiche Vliesoberseite sorgt für ein angenehmes Gefühl auf der Haut.

II. ROHSTOFFE

Zellulose, hydrophiler Vliesstoff, Isolationsfolie, Klebstoffe.

III. ABMESSUNGEN*

Größe [cm]	Gesamtlänge [mm]	Länge des Saugkerns [mm]	Gesamtbreite [mm]	Breite des Saugkerns [mm]
40x60	400	320	600	540
60x60	600	520	600	540
90x60	900	820	600	540

* Maßtoleranz: +/- 10 mm

IV. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Größe [cm]	Masse [g], mindestens	Saugfähigkeit [g], mindestens (nach ISO 11948-1)
40x60	17,8	350
60x60	28,5	600
90x60	42,7	950

V. LOGISTIKDATEN

Index	Größe [cm]	Einzelverpackung [Stck.]	Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung	Anzahl der Kartons auf einer Palette	Art der Transportverpackung
SE-091-B010-001	40x60	10	24	24	Karton

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Spółka Akcyjna

Steuernr. 879- 016- 67- 90; VAT UE PL-8790166790

Straße Żółkiewskiego Straße 20/26, Toruń 87-100,
Tel. +48 56 612 39 00, fax +48 56 612 33 96
www.tzmo-global.com
e-mail: biuro.zarzadu@tzmo.com.pl

Amtsgericht Toruń, 7. Wirtschaftsabteilung,
KRS Nr. 0000011286 [polnisches Gerichtsregister]
Höhe des Grundkapitals: 2 640 000 zł
Höhe des eingezahlten Kapitals: 2 640 000 zł

SE-091-B030-G01	40x60	30	12	20	Karton
SE-091-SB30-002	60x60	30	4	32	Karton
SE-091-B030-003	90x60	30	4	28	Karton
SE-091-SB25-D03	90x60	25	2	64	Karton

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie von unten und oben mit einer Folienhaube geschützt.

VI. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, die Hygieneunterlagen in Originalverpackungen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit $\leq 70\%$ aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

VII. SONSTIGES

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.

Haltbarkeit: 60 Monate.

erstellt: Marlena Michalak,
Fachfrau für Technologie

genehmigt: Tomasz Przybylski,
Prokurist/Stellv. Direktor Produktion und Innovation

Erstellungsdatum des Dokuments: 16.02.2022